

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/gorset-jewetta-420-p-71.html>



Gorset Jewetta 420

Cena	337,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	420/1
Producent	Rena

Opis produktu

Gorset Jewetta 420 Rena



Kręgosłup jest bardzo ważnym elementem budowy ciała każdego człowieka. Przyczepione są do niego nasze mięśnie. W momencie, gdy dochodzi do jego uszkodzenia na skutek nieszczęśliwego wypadku a co gorsza do całkowitego unieruchomienia. Czekają nas wtedy okres rekonwalescencji i to właśnie wtedy należy naszemu kręgosłupowi zapewnić odpowiednie wsparcie. Jednym z najpopularniejszych produktów stosowanych w leczeniu urazów kręgosłupa jest **Gorset Jewetta**.

Gorset Jewetta produkowany jest w 5 rozmiarach i jest wyposażony w ramkę prostokątną lub piramidkę. Ramkę dobieramy w zależności od schorzenia. Wysoka jakość wykonania zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Możliwość regulacji wysokości pozwala na idealne dopasowanie gorsetu do ciała pacjenta.

Ramka prostokąta



Ramka piramidka



Cechy Gorsetu Jewetta:

- Zapewnia doskonałe wsparcie dla naszego kręgosłupa w okresie rekonwalescencji
- Wykonany z najwyższej jakości materiałów
- Posiada regulację wysokości
- Produkt medyczny.

Zastosowanie Gorsetu Jewetta:

Jewetta stosowany jest w celu stabilizacji i częściowego odcinka kręgosłupa lędźwiowego i dolnej części kręgosłupa piersiowego:

- Urazy i złamania kompresyjne kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego,
- osteoporoza,
- koryguje hiperkifozę piersiową, stabilizuje fizjologiczną lordozę lędźwiową
- stabilizuje chorego w płaszczyźnie strzałkowej.

- **Rama prostokątna** od S do Th 12 Stosowana przy: złamaniach, osteoporozie, zmianach zwyrodnieniowych, chorobie Parkinsona, skoliozie.
- **Rama piramidka** od S do Th 8 Stosowana przy: złamaniach, osteoporozie, zmianach zwyrodnieniowych TBC, chorobie Parkinsona, skoliozie.

Warianty gorsetu jewetta:

- 420/1 - Ramka prostokątna
- 420/2 - Ramka piramidka

Tabela rozmiarów:

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Wysokość w cm	40-44	41-47	42-48	45-51	49-55

Producent: **RENA**

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Jak prawidłowo dobrać rozmiar gorsetu?

Wysokość stanowi odległość od górnej krawędzi peloty rękojeści mostka do dolnej krawędzi peloty spojenia łonowego, mierzona w cm.

Czy gorset jewetta jest refundowany?

Gorset jewetta podlega refundacji NFZ.

Jak skorzystać z dofinansowania NFZ na wyroby medyczne i środki pomocnicze w dwóch prostych krokach:

- Musimy udać się wizytę lekarską do lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wypisania zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku lekarz specjalista wypisujący zlecenie na zaopatrzenie medyczne lub środki pomocnicze potwierdza tym samym prawo do świadczenia. Nie musimy już iść do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
- Odwiedź wybrany przez siebie sklep medyczny, wybierz dla siebie odpowiedni sprzęt.
- Prawo do starania się o dofinansowanie ze środków NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i odprowadza składki zdrowotne.

Sklep internetowy RENA gwarantuje zakup gorsetów ortopedycznych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas **532-462-001** Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Potrzebujesz innego gorsetu? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Antar](#), [Rena](#), [Pani Teresa](#), [Timago](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar gorset Jewetta 420: S , M , L , XL , XXL

Rama gorsetu: Prostokotną , Piramidka