

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/profilaktyczne-trzewiki-dzieciece-931-36-rena-p-4.html>



Kolor: CZARNY

Profilaktyczne trzewiki dziecięce 931-36 Rena

Cena	202,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	931-36
Kod producenta	T/931-36
Producent	Rena

Opis produktu

Profilaktyczne trzewiki dziecięce 931-36 Rena



Kolor: CZARNY

Trzewiki profilaktyczne dla dzieci charakteryzują się odpowiednią wysokością i szerokością czubka, kątem palucha, kątem piątego palca i szerokością przodostopia oraz pięty. Dostosowane są do kształtu i wymiarów stóp dziecka. Odpowiednio wysoka, usztywniona część piętowa zapobiegać będzie koślawemu ustawieniu pięty.

Trzewiki dziecięce są elastyczne i zginają się w miejscu odpowiadającemu linii stawów śródstopnopaliczkowych, umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie stóp w czasie chodzenia.

Zastosowane podeszwy **TR** sprawia, że są sprężyste i odpowiednio grube, będą więc chronić stopy dzieci przed niekorzystnym wpływem

twardego podłoża. Opracowując wzory **obuwia profilaktycznego dla dzieci** uwzględniono anatomię stopy oraz jej wrażliwe miejsca.

Trzewiki dziecięce skórzane zostały tak opracowane, że istnieje możliwość stosowania w nim wkładek lub elementów korygujących np.: na stopy płaskie i płasko-koślawe. Bogate wzornictwo sprawia, że **trzewiki RENY** są atrakcyjne dla tej grupy wiekowej naszych pociech.

Uwaga. Dziecięce obuwie profilaktyczne może występować w innym zestawieniu kolorystycznym niż na przedstawionym zdjęciu.

Profilaktyczne trzewiki dziecięce Rena Przeznaczenie:

Profilaktyczne trzewiki dziecięce należy stosować gdy, występują u dzieci takie schorzenia jak: **stopy płaskie, płasko-koślawe, wady postawy.**

Budowa trzewików profilaktycznych:

- **Materiał** – skóra naturalna
- **Podszewka** - naturalna
- **Wyściółka** – naturalna
- **Pięta** – usztywniony
- **Spód** – styrogumowy z podstawowym obcasem Thomasa

Trzewiki profilaktyczne rozmiary: - 24 - 36

Dodatkowe informacje:

Nasze obuwie posiada znak zdrowiej stopy



Jak prawidłowo dobrać rozmiar obuwia?

- odrysuj stopę dziecka na kartce papieru należy pamiętać aby w momencie odrysowywania stopa na całej długości przylegała do podłoża
- następnie mierzymy długość odrysowanej stopy od końca dużego palca do środka pięty
- długość wkładki powinna być większa od długości stopy o 0,5cm do 1 cm
- na końcu wybieramy odpowiedni rozmiar z tabeli poniżej

Tabela rozmiarów:

Ro	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

