

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/podkolanowki-przeciwyzlakowe-2-klasa-ucisku-ccl2-premium-pani-teresa-p-264.html>



Podkolanówki przeciwyżylakowe 2 klasa ucisku CCL2 Premium Pani Teresa

Cena	121,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PT 0463
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Podkolanówki przeciwyżylakowe Premium CCL2 Pani Teresa 23 - 32 mmHg

Podkolanówki przeciwyżylakowe w 2 klasie ucisku z linii **Premium** to wysokiej jakości bielizna lecznicza dla kobiet przeznaczona do leczenia żylaków i owrzodzeń. Idealnie sprawdzą się u osób, które mają tryb pracy stojącej lub siedzącej.

Damskie podkolanówki uciskowe zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów, dzięki temu tkanina jest bardzo delikatna i miła w dotyku. Miękki splot zapewnia komfort podczas noszenia. **Podkolanówki na żylaki** dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, w dwóch wersjach długości oraz z palcami zamkniętymi, oraz otwartymi.



Zalety podkolanówek damskich z linii Premium w 2 klasie ucisku Pani Teresa

- Wysoka jakość wykonania.
- Zmienny stopień ucisku o wartości **23-32 mmHg**.
- Wzmocniona część palcowa oraz pięta.
- Elastyczna i miła w dotyku tkanina.
- Zapewniają doskonały ucisk przez cały dzień.
- Szeroka gama kolorystyczna.



Wskazania do stosowania podkolanówek uciskowych w 2 klasie ucisku Pani Teresa

- żylakowatość (żylaki pierwotne i wtórne, żylaki w okresie ciąży, wspomagająco w leczeniu stwardnień żył, po zabiegach chirurgicznych przeprowadzanych na żyłach)
- zatorowość-zakrzepica (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, a także stan po zagojonym zapaleniu żył, głęboka zakrzepica żylna w nodze, stan po zakrzepicy, syndrom pozakrzepowy, profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów chodzących)
- przewlekła niewydolność żył (zapobieganie i leczenie wrzodów, niewydolność żył, angiodyspłazja)
- obrzęki (limfatyczne, w okresie ciąży, pourazowe, pooperacyjne, cykliczne obrzęki samoistne, stany zastoju na skutek unieruchomienia /syndrom zastoju stawowego, niedowład i częściowy niedowład kończyn)

Przeciwwskazania do niestosowania podkolanówek w 2 stopniu ucisku na żylaki Pani Teresa

- Niedrożność żył.
- Problemy z sercem (niewydolność).
- Siniczy obrzęk kończyny.
- Wyrażna dermataza sącząca.
- Duże zaburzenia wrażliwości kończyn.
- Zaawansowana neuropatia obwodowa.
- Osoby z cukrzycą.
- Pierwotne, chroniczne zapalenie stawów.
- Osoby z uczuleniem na materiały uciskowe.

Skład surowcowy podkolanówek Premium Pani Teresa

- Poliamid 69%
- Elastan 31%

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW DLA PODKOLANÓWEK NA ŻYLAKI 2 KLASY UCISKU PANI TERESA

AT - rajstopy

AG - pończochy

AD - podkolanówki

K - środkowy punkt krocza

cG - obwód mierzony 5 cm poniżej K

cF - obwód mierzony w połowie odległości między K i E

cE - obwód mierzony przez środek rzepki i nad tylną częścią kolana

cD - obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej

cC - obwód mierzony w łydce w największym obwodzie

cB1 - obwód mierzony w miejscu, w którym ścięgno Achillesa przechodzi w mięsień łydki

cB - obwód mierzony w kostce w miejscu najmniejszego obwodu

TABELA ROZMIARÓW

PANI TERESA® PREMIUM 2 KLASA KOMPRESJI

23 - 32 mmHg



Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)						
		I	II	III	IV	V	VI
cG	obwód mierzony 5cm poniżej krocza (gdy pacjent stoi wyprostowany)	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
cF	obwód mierzony w połowie uda	39-42	41-46	44-50	47-55	50-59	53-63
cE	obwód mierzony przez środek rzepki i nad tylną częścią kolana	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
cD	obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej (pod kolanem)	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
cC	obwód mierzony w łydce w największym obwodzie	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
cB ₁	obwód mierzony w miejscu, gdzie ścięgno Achillesa przechodzi w mięsień łydki	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
cB	obwód mierzony w kostce w miejscu najmniejszego obwodu	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30

WYSOKOŚĆ	POMIAR	SHORT	NORMAL
RAJSTOPY	A-G	62 do 71 cm	72 do 83 cm
POŃCZOCHY	A-G	62 do 71 cm	72 do 83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34 do 38 cm	39 do 44 cm

Pomiar długości nogi dla rajstop i pończoch to:

AG 72-83 normal

AG 62-71 short

Pomiar długości nogi dla podkolanówek to:

AD 39-44 normal

AD 34-38 short

Producent: Pani Teresa

Numer katalogowy: PT0463

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup podkolanówek przeciwżyłakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary produktów Pani Teresa : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Kolory produktów Pani Teresa : Jansy beż - VISIONE , Ciemny beż - GLACE , Grafit - GRAPHITE , Czarny - NERO , Średni beż - BEIGE , Granat - BLUE NAVY

Warianty produktów Pani Teresa: Czubek zamknięty , Czubek otwarty

Długość produktów Pani Teresa: Short , Normal