

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/podkolanowki-przeciwezylakowe-2-klasa-ucisku-ccl2-pani-teresa-p-261.html>



Podkolanówki przeciwezylakowe 2 klasa ucisku CCL2 Pani Teresa

Cena	100,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PT 0405
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Podkolanówki uciskowe 2 klasa kompresji Pani Teresa 23 - 32 mmHg

Podkolanówki przeciwezylakowe w 2 klasie kompresji z linii **Classic** to najwyższej jakości produkt przeznaczony do terapii uciskowej o zmiennym ucisku na poziomie **23-32 mmHg**. **Podkolanówki** idealnie sprawdzą się podczas codziennych aktywności oraz w czasie podróży. Produkt jest uniwersalny, może być używany przez kobiety oraz mężczyzn.



Zalety podkolanówek przeciwżylakowych w 2 klasie kompresji

- Zapewniają doskonały ucisk na poziomie 23-32 mmHg.
- Przeznaczone dla kobiet i mężczyzn.
- Wysoka jakość wykonania.
- Dostępne z palcami otwartymi lub zamkniętymi.

-
- Szeroka gama kolorystyczna.



Wskazania do stosowania podkolanówek przeciwyżylakowych w 2 klasie ucisku Pani Teresa

- Uczucie ciężkich i zmęczonych nóg po całym dniu.
- Obrzęk nóg pojawiający się u osób mających tryb pracy stale siedzący lub stojący.
- W przypadku pojawienia się tzw. pajączaków żylnych.
- Leczenie zakrzepicy.

Przeciwwskazania do niestosowania podkolanówek przeciwżylakowych w 2 klasie ucisku Pani Teresa

- Osoby ze stopą cukrzycową.
- Miażdżycy kończyn dolnych.

Skład surowcowy:

- Poliamid 79%
- Elastan 21%

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW DLA PODKOLANÓWEK NA ŻYLAKI 2 KLASIE UCISKU PANI TERESA

AT - rajstopy

AG - pończochy

AD - podkolanówki

K - środkowy punkt krocza

g - obwód mierzony 5 cm poniżej K

f - obwód mierzony w połowie uda

d - obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej

c - obwód mierzony w łydce w największym obwodzie

b - obwód mierzony w kostce w miejscu najmniejszego obwodu

TABELA ROZMIARÓW

PANI TERESA® CLASSIC 2 KLASA KOMPRESJI

23 - 32 mmHg



		2 KLASA KOMPRESJI						
Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
g	Obwód górnej części uda	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
f	Obwód na środku uda	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
d	Obwód pod kolanem	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
c	Obwód łydki w najszerszym miejscu	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
b	Obwód kostki w najwęższym miejscu	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

WYSOKOŚĆ	POMIAR	KRÓTKIE	DŁUGIE
RAJSTOPY	A-G	60 do 70 cm	71 do 83 cm
POŃCZOCHY	A-G	60 do 70 cm	71 do 83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34 do 37 cm	38 do 44 cm

Rajstopy, pończochy i podkolanówki PANI TERESA® są oferowane w dwóch długościach.

Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

Rajstopy, pończochy (pomiar A-G) – krótkie 60-70 cm, długie 71-83 cm.

Podkolanówki (pomiar A-D) – krótkie 34-37 cm, długie 38-44 cm.

Producent: Pani Teresa

Numer katalogowy: PT0405

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup podkolanówek przeciwżylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary produktów Pani Teresa : S , XS , M , L , XL , XXL , XXXL

Kolory produktów Pani Teresa : Czarny , Jasny beż , Ciemny beż , Grafit , Beż

Warianty produktów Pani Teresa: Czubek zamknięty , Czubek otwarty

Długość produktów Pani Teresa: Krótkie , Długie