

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/podkolanowki-przeciwezylakowe-504-traditional-ccl3-sigvaris-p-232.html>



# Podkolanówki przeciwezylakowe 504 TRADITIONAL CCL3 Sigvaris

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena         | 272,65 zł |
| Dostępność   | Dostępny  |
| Czas wysyłki | 3 dni     |
| Producent    | Sigvaris  |

## Opis produktu

### Podkolanówki 504 Traditional CCL 3 Sigvaris

**Podkolanówki uciskowe Traditional CCL 3** to wysokiej jakości produkt medyczny. Zostały stworzone na bazie nici z gumy naturalnej, dzięki temu świetnie przylegają do nóg pacjenta. Idealnie sprawdzą się, podczas gdy czeka nas długa terapia uciskowa. Podkolanówki **świetnie przepuszczają powietrze**, są elastyczne oraz miłe w dotyku. Jest to idealna propozycja **dla mężczyzn**, którzy cenią sobie komfort i wygodę noszenia przez cały dzień.



#### **Zalet podkolanówek uciskowych 504 Traditional CCL 3 Sigvaris**

- Doskonały ucisk przez cały dzień.
- Wytrzymałe i rozciągliwe.
- Miłe w dotyku.
- Elastyczny i miękki ściągacz.
- Łatwe do zakładania oraz zdejmowania.
- Anatomicznie wyprofilowana pięta.



### **Wskazania do stosowania podkolanówek uciskowych 504 Traditional CCL 3**

- Żylaki z ciężkim obrzękiem.
- Leczenie powstałych żylaków i owrzodzeń.
- Leczenie zakrzepicy/zatorowości.
- Poważny obrzęk pourazowy.
- Obrzęk limfatyczny.
- Silna niewydolność żylna.
- Zapalenie żył.

### **Przeciwwskazania do niestosowania podkolanówek uciskowych 504 Traditional CCL 3**

- Zaawansowane schorzenia tętnicze.

- 
- Siniaczy obrzęk kończyny.
  - Zapalenie żył.
  - Osoby z niewydolnością serca.
  - Osoby uczulone na materiał uciskowy.

#### **Skład podkolanówek 504 Traditional**

- Polyamid - 70%
- Elastadien - 30%

#### **Zakładanie podkolanówek uciskowych**

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

#### **Dobór odpowiedniego rozmiaru**

Podkolanówki powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta ( w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

#### **OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW**

cB – obwód mierzony nad kostką w największym miejscu

cC – obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu

cD – obwód mierzony pod kolanem, w największym miejscu

ID - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu d po wewnętrznej stronie kończyny.

**Pomiarów należy dokonywać rano, zaraz po przebudzeniu, na nogach wolnych od opuchlizny.**

[Tabela rozmiarów](#)

**Producent:** Sigvaris

**Sklep internetowy Rena** gwarantuje zakup podkolanówek przeciwżylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiary TRADITIONAL SIGVARIS:** S , M , L , XL , S PLUS , M PLUS , L PLUS , XL PLUS

**Warianty TRADITIONAL SIGVARIS:** Palce odkryte

**Długości TRADITIONAL SIGVARIS:** Krótkie , Długie

**Kolory TRADITIONAL SIGVARIS:** Beżowy

**Mankiet TRADITIONAL SIGVARIS:** Miękki mankiet