

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/podkolanowki-przeciwyzlakowe-uciskowe-cotton-ccl2-sigvaris-p-223.html>



Podkolanówki przeciżyłakowe uciskowe COTTON CCL2 Sigvaris

Cena	243,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Sigvaris

Opis produktu

Podkolanówki Cotton CCL 2 Sigvaris

Podkolanówki uciskowe Cotton w drugiej klasie ucisku to wysokiej jakości produkt medyczny przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. Podkolanówki zostały wykonane na bazie włókien z bawełny najwyższej jakości. Dzięki temu świetnie dopasowują się do naszych nóg, gwarantując najwyższy komfort podczas noszenia.

Podkolanówki przeciżyłakowe Cotton CCL 2 świetnie sprawdzą się podczas codziennego funkcjonowania i są świetną terapią uciskową dzięki odpowiednio dobranemu stopniowi ucisku. Produkty z linii **Cotton** cechują się dużą wytrzymałością oraz są bardzo miłe w dotyku. Ogromną zaletą podkolanówek uciskowych jest ich świetne dopasowanie do naszych nóg, a zastosowanie delikatniejszego szwu przy palcach podnosi komfort użytkowania.

Cechy charakterystyczne podkolanówek uciskowych Cotton w II klasie kompresji

- Wysoka jakość wykonania.
- Skuteczna terapia uciskowa.
- Świetnie się trzymają na nogach.
- Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości włókien są bardzo rozciągliwe i wytrzymałe.
- Może być używany przez osoby z wrażliwą skórą.

Wskazania do stosowania podkolanówek uciskowych z bawełny

- Osoby cierpiące na uczucie ciężkich i zmęczonych nóg.
- Żylaki powstałe w czasie ciąży.
- Żylaki z obrzękiem lub bez obrzęku.
- Leczenie zakrzepicy i zatorów.
- Podczas leczenia po operacji żyłaków (kuracja powinna trwać od 3 do 6 miesięcy.)

Przeciwwskazania do niestosowania podkolanówek uciskowych z bawełny

-
- Zaawansowane schorzenia tętnicze.
 - Problemy z sercem (niewydolność)
 - Septyczne (zakażone) zapalenie żył
 - Siniczny obrzęk bolesny
 - Osoby uczulone na materiał uciskowy.

Skład surowcowy podkolanówek uciskowych Cotton

- Poliamid: 52%
- Elastanu: 34%
- Bawełna: 14%

Zakładanie podkolanówek uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

Dobór odpowiedniego rozmiaru

Podkolanówki powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta (w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB - obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu
cC - obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu
cD - obwód mierzony pod kolanem, w najwęższym miejscu
ID - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu d po wewnętrznej stronie kończyny.

Tabela rozmiarów

Producent: Sigavris

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup podkolanówek przeciwżylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar COTTON SIGVARIS: XS , S , M , L , XS PLUS , S PLUS , M PLUS , L PLUS

Wariant COTTON SIGVARIS: Odkryte palce , Zakryte palce

Długość COTTON SIGVARIS: Średnie , Długie

Kolor COTTON SIGVARIS: Naturalny , Czarny

Mankiet COTTON SIGVARIS: Miękki mankiet