

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/ponczocha-pojedyncza-z-przypiecieniem-do-pasa-traditional-504-ccl3-sigvaris-p-230.html>



# Pończocha pojedyncza z przypięciem do pasa TRADITIONAL 504 CCL3 Sigvaris

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena         | 185,19 zł |
| Dostępność   | Dostępny  |
| Czas wysyłki | 3 dni     |
| Producent    | Sigvaris  |

## Opis produktu

### Pojedyncza pończocha uciskowa z przypięciem do pasa Traditional 504 CCL 3 Sigvaris

**Pończocha pojedyncza z przypięciem do pasa w 3 klasie ucisku** z linii Traditional to wysokiej jakości produkt stosowany przy długotrwałej terapii uciskowej. Została wykonana z nici na bazie gumy naturalnej. Materiał, z którego została wykonana **pończocha**, jest przyjemny w dotyku i zapewnia komfortowe noszenie.



Dzięki regularnemu noszeniu **pończochy uciskowej** raz na zawsze pozbędziesz się uciążliwych żylaków. Produkt dedykowany jest głównie dla mężczyzn i jest świetną alternatywą dla rajstop.



#### **Zalety pojedynczej rajstopy uciskowej Traditional 504 CCL 3 Sigvaris**

- Wysoka jakość wykonania gwarantuje stabilny ucisk przez cały dzień.
- Materiał jest elastyczny i miły w dotyku.
- Pończocha została wyposażona w miękki elastyczny ściągacz.
- Posiada anatomicznie wyprofilowaną piętę.
- Materiał świetnie przepuszcza powietrze.
- Łatwa do zakładania oraz zdejmowania.
- Posiada otwór kontrolny umieszczony na czubku stopy nad palcami.



#### **Wskazania do noszenia pojedynczej pończochy uciskowej Traditional 504**

- Obrzęki limfatyczne.
- Obrzęk pourazowy.
- Leczenie zakrzepicy/zatorowości.
- Przewlekła niewydolność żył.
- Leczenie powracających owrzodzeń żylnych.



#### **Kiedy nie powinno się stosować pończochy uciskowej Traditional 504 (Przeciwwskazania)**

- Zaawansowane schorzenia tętnic obwodowych.
- Osoby z problemami niewydolności serca.
- Zapalenie żył.
- Siniczny obrzęk bolesny.
- Uczulenie na materiał uciskowy.

#### **Skład pończochy Traditional 504**

- Poliamid: 70%
- Elastyczności: 30%

---

## Zakładanie pończoch uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

## Dobór odpowiedniego rozmiaru

Pończochy powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta ( w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

## OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB - obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu  
cC - obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu  
cD - obwód mierzony pod kolaniem, w najwęższym miejscu  
cF - obwód mierzony w połowie uda  
cG - obwód uda mierzony 5 cm poniżej kroku  
IG - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu g po wewnętrznej stronie kończyny.

[Tabela rozmiarów](#)

**Producent:** Sigvaris

**Sklep internetowy Rena** gwarantuje zakup pończoch przeciżylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiary TRADITIONAL SIGVARIS:** S PLUS , M PLUS , L PLUS

**Warianty TRADITIONAL SIGVARIS:** Palce odkryte

**Długości TRADITIONAL SIGVARIS:** Krótkie , Długie

**Kolory TRADITIONAL SIGVARIS:** Beżowy

**Strony TRADITIONAL SIGVARIS:** Lewa , Prawa