

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/ponczochy-uciskowe-przeciwyzylakowe-top-fine-select-ccl2-sigvaris-p-218.html>



Pończochy uciskowe przeciżyłakowe TOP FINE SELECT CCL2 Sigvaris

Cena	254,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Sigvaris

Opis produktu

Pończochy uciskowe przeciżyłakowe TOP FINE SELECT CCL2 Sigvaris

Pończochy uciskowe Top Fine Select CCL 2 Sigvaris to wysokiej jakości produkt medyczny przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. **Pończochy samonośne w II klasie ucisku** pozwalają na skuteczną terapię uciskową poprzez dobranie odpowiedniego stopnia ucisku. Pończochy z linii **Top Fine Select** cechują się wysoką jakością wykonania oraz przystępną ceną. Idealnie sprawdzą się podczas codziennych aktywności. Są łatwe do zakładania i zdejmowania.

Wszystkie produkty z linii **Top Fine Select** produkowane są z najwyższej jakości włókien o doskonałej rozciągliwości. Dzięki temu są niezwykle komfortowe dla użytkownika. **Mankiet samonośny** sprawia, że pończochy świetnie się trzymają na naszych nogach.

Kiedy powinno się nosić pończochy uciskowe Top Fine Select w pierwszym stopniu ucisku ?

- Gdy miewamy uczucie ciężki lub zmęczonych nóg.
- Gdy pojawiają się pierwsze żylaki.
- Żylaki w czasie ciąży - bez obrzęku lub gdy pojawi się lekki obrzęk.
- W czasie leczenia zakrzepicy/zatorowości.
- Po operacji żyłaków czas kuracji powinien wynosić od 3 do 6 miesięcy.

Kto nie powinno się nosić pończoch przeciżyłakowych Top Fine Select CCL 2 Sigvaris ?

- Zaawansowane schorzenia tętnic obwodowych (zwężenie, niedrożność)
- Zastoinowa niewydolność serca
- Septyczne (zakażone) zapalenie żył
- Siniczny obrzęk bolesny.
- Uczulenie na materiały uciskowe.

Cechy charakterystyczne pończoch Top Fine Select CCL 2 Sigvaris

- Wysoka jakość wykonania.
- Stabilność ucisku przez cały dzień.
- Bardzo rozciągliwe i wytrzymałe.
- Komfort noszenia zapewnia doskonałą przepuszczalność powietrza.
- Łatwe do zakładania i przyjemne dla naszej skóry.
- Bezpieczny sposób leczenia żylaków i obrzęków poprzez odpowiednio dobrany stopień ucisku.

Instrukcja użytkowania i pielęgnacja pończoch uciskowych Top Fine Select Sigvaris

- Prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 40 stopni Celsjusza.
- Prać najlepiej w płynie do prania wyrobów uciskowych.
- Nie stosować płynów do zmiękczenia.
- Nie prasować
- Nie czyścić chemicznie.
- Nie suszyć w suszarce.

Skład surowcowy pończoch Top Fine Select Sigvaris

- 62% Poliamid
- 38% Elastan

Zakładanie pończoch uciskowych

Ostre paznokcie i pierścionki z ostrymi krawędziami mogą uszkodzić produkt. Żeby temu zapobiec, przy zakładaniu i zdejmowaniu produktów uciskowych, wskazane jest używanie gumowych rękawic.

Dobór odpowiedniego rozmiaru

Pończochy przeciwżylakowe powinny być dobierane przy kończynach wolnych od brzęku u pacjenta (w pozycji stojącej). Należy pamiętać, aby, ciężar ciała był oparty na kończynie, która jest mierzona. Pamiętajmy, żeby zawsze mierzyć dwie kończyny. Pomiaru najlepiej dokonywać rano zaraz po przebudzeniu. Gdy nogi nie są jeszcze napuchnięte.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW

cB - obwód mierzony nad kostką w najwęższym miejscu

cC - obwód mierzony w łydce, w najszerszym miejscu

cD - obwód mierzony pod kolaniem, w najwęższym miejscu

cF - obwód mierzony w połowie uda

cG - obwód uda mierzony 5 cm poniżej kroku

IG - długość mierzona od podłoża do wysokości mierzenia obwodu g po stronie wewnętrznej nogi.

Tabela rozmiarów

Producent: **Sigvaris**

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup pończoch przeciwżylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych pończoch ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary TOP FINE SELECT: S , M , L , S PLUS , M PLUS , L PLUS

Warianty TOP FINE SELECT: Odkryte palce , Zakryte palce

Długości TOP FINE SELECT: Krótkie , Długie

Kolory TOP FINE SELECT: Cielisty , Czarny