

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/rajstopy-medyczne-uciskowe-ccl-1-delicate-pani-teresa-p-250.html>



Rajstopy medyczne uciskowe CCL 1 delicate Pani Teresa

Cena	80,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PT 0431
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Rajstopy delicate CCL 1 Pani Teresa

Rajstopy uciskowe delicate Pani Teresa to wysokiej jakości bielizna lecznicza, łącząca w sobie elegancki wygląd oraz wysoką jakość wykonania. Idealnie sprawdzą się do leczenia takich schorzeń jak: zakrzepica lub przy przewlekłej niewydolności żył i obrzękach.

Rajstopy Delicate Transparaent poprzez zastosowanie najnowocześniejszej technologii osiągają znakomite rezultaty w leczeniu przewlekłej choroby żyłnej. Dzięki zastosowaniu materiału o gładkim splocie rajstopy na żylaki są przyjemne w dotyku i wygodne w czasie noszenia.



Zalety damskich rajstop uciskowych delicate CCL 1 Pani Teresa

- Wysoka jakość wykonania.
- Zapewniają doskonały stopień ucisku przez cały dzień.
- Zmienny ucisk o wartości **15-21 mmHg**.
- Produkt dostępny w dwóch wersjach długości.



Wskazania do stosowania rajstop uciskowych delicate CCL 1 Pani Teresa

-
- Kobiety, które mają tryb pracy siedzącej lub stojącej.
 - Kobiety z lekkimi **żylakami i pajęczakami**.
 - Osoby cierpiące na uczucie ciężkich i zmęczonych nóg.
 - Kobiety z problemami krążenia w kończynach dolnych.
 - Leczenie zakrzepicy/ profilaktyka przeciwzakrzepowa.

Przeciwwskazania do nienoszenia rajstop uciskowych delicate w 1 klasie ucisku Pani Teresa

- Zaawansowana niedrożność żył obwodowych
- Problemy z sercem - niewydolność
- Zapalenie żył.
- Siniczny bolesny obrzęk kończyny dolnej
- Zaawansowana neuropatia obwodowa
- Osoby z chorobą cukrzycy
- Osoby z zapaleniem stawów
- Osoby uczulone na materiał uciskowy.

Jak prawidłowo dopasować odpowiedni rozmiar rajstop

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru **rajstop przeciwżylakowych** należy dokonać pomiarów obwodów obu nóg, w pozycji stojącej, w miejscach wskazanych w tabeli, a następnie wybrać rozmiar.

Objaśnienia do tabeli rozmiarów dla rajstop delicate CCL 1 Pani Teresa

AT rajstopy

AG pończochy

AD podkolanówki

K środkowy punkt krocza

cH obwód bioder

cG obwód mierzony 5 cm poniżej K

cF obwód mierzony w połowie uda

cD obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej

cC obwód mierzony w łydce – w miejscu największego obwodu


cB obwód mierzony w kostce – w miejscu najmniejszego obwodu

Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

dla rajstop i pończoch AG 60 – 70 cm krótkie / AG 71 – 83 cm długie

dla podkolanówek AD 34 – 37 cm krótkie / AD 38 – 44 cm długie

Tabela rozmiarów



Miejsce pomiaru	S	S* PLUS	M	M* PLUS	L	L* PLUS
cH*	<105	106-130	<105	106-130	<105	106-130
cG	43-53		47-58		52-64	
cF	38-48		43-53		50-60	
cD	26-33		30-37		34-41	
cC	29-35		33-39		36-43	
cB	19-21		22-24		25-27	

* Dotyczy rajstóp

Producent: Pani Teresa

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup rajstóp przeciwyżłakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych rajstóp? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary produktów Pani Teresa : S , M , L , S PLUS , M PLUS , L PLUS

Kolory produktów Pani Teresa : Czarny , Jasny beż , Beż
Warianty produktów Pani Teresa: Czubek zamknięty
Długość produktów Pani Teresa: Krótkie , Długie