

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/rajstopy-medyczne-uciskowe-premium-ccl1-pani-teresa-p-253.html>



# Rajstopy medyczne uciskowe Premium CCL1 Pani Teresa

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 109,35 zł   |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Czas wysyłki     | 3 dni       |
| Numer katalogowy | PT 0471     |
| Producent        | Pani Teresa |

## Opis produktu

### Rajstopy medyczne przeciwżylakowe damskie Premium CCL1 Pani Teresa 15 - 21 mmHg

**Rajstopy przeciwżylakowe w pierwszej klasie ucisku** to wysokiej jakości **bielizna lecznicza** wykonana z tkaniny, która jest bardzo przyjemna w dotyku oraz gładki splocie co zapewnia komfortowe noszenie. **Damskie rajstopy Pani Teresa** z linii **Premium** idealnie sprawdzą się przy takich schorzeniach jak: zakrzepica, zatorowość oraz przewlekła niewydolność żył.

**Rajstopy na żylaki** posiadają **stopniowy ucisk**, dzięki temu poprawia się krążenie krwi w kończynach dolnych, zmniejsza obrzęki oraz usuwa z naszych nóg już popękane żylaki. **Rajstopy przeciwżylakowe** dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, w dwóch wersjach długości oraz z czubkiem zamkniętym lub otwartym.



**Zalety rajstop uciskowych dla kobiet w 1 stopniu ucisku Pani Teresa**

- 
- Wysoka jakość wykonania.
  - Idealnie sprawdzą podczas codziennego funkcjonowania.
  - Poprawiają krążenie krwi.
  - Tkanina rajstop jest miękka i miła w dotyku.
  - Zapewniają doskonały ucisk przez cały dzień.



**Kto powinien się nosić rajstopy przeciwżylakowe damskie w 1 klasie ucisku Pani Teresa ?**

- Kobiety, które mają tryb pracy stojącej lub siedzącej.
- Kobiety z przewlekłą niewydolnością żył.
- Leczenie obrzęków powstałych w czasie ciąży, po operacjach.
- Kobiety cierpiące na uczucie ciężkich i zmęczonych nóg
- Leczenie żyłaków oraz pajączaków.

**Kto nie powinien nosić rajstop przeciwżylakowych w 1 klasie ucisku Pani Teresa ( przeciwwskazania) ?**

- 
- Osoby z zapaleniem żył.
  - Osoby z problemami serca (niewydolność)
  - Osoby z cukrzycą.
  - Obrzęk siniaczy kończyny.
  - Niedrożność żył obwodowych.
  - osoby uczulone na materiał uciskowy.

#### **Skład surowcowy rajstop przeciwżylakowych Premium Pani Teresa**

- Poliamid 61%
- Elastan 39%

#### **OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW**

AT - rajstopy

AG - pończochy

AD - podkolanówki

K - środkowy punkt krocza

cG - obwód mierzony 5 cm poniżej K

cF - obwód mierzony w połowie odległości między K i E

cE - obwód mierzony przez środek rzepki i nad tylną częścią kolana

cD - obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej

cC - obwód mierzony w łydce w największym obwodzie


cB1 - obwód mierzony w miejscu, w którym ścięgno Achillesa przechodzi w mięsień łydki

cB - obwód mierzony w kostce w miejscu najmniejszego obwodu

#### **TABELA ROZMIARÓW**

# PANI TERESA® PREMIUM 1 KLASA KOMPRESJI

15 - 21 mmHg



| Miejsce pomiaru | Pomiar (cm)                                                                  | I II III IV V VI |       |       |       |       |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                                                                              |                  |       |       |       |       |       |
| cG              | obwód mierzony 5cm poniżej krocza (gdy pacjent stoi wyprostowany)            | 43-48            | 45-52 | 49-56 | 53-60 | 56-64 | 60-68 |
| cF              | obwód mierzony w połowie uda                                                 | 39-42            | 41-46 | 44-50 | 47-55 | 50-59 | 53-63 |
| cE              | obwód mierzony przez środek rzepki i nad tylną częścią kolana                | 30-37            | 33-40 | 35-43 | 37-45 | 39-48 | 41-51 |
| cD              | obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej (pod kolanem)          | 27-33            | 29-36 | 32-39 | 34-42 | 36-45 | 38-48 |
| cC              | obwód mierzony w łydce w największym obwodzie                                | 28-34            | 30-37 | 33-40 | 35-43 | 37-46 | 39-49 |
| cB <sub>1</sub> | obwód mierzony w miejscu, gdzie ścięgno Achillesa przechodzi w mięsień łydki | 23-27            | 24-29 | 26-32 | 29-35 | 31-37 | 33-39 |
| cB              | obwód mierzony w kostce w miejscu najmniejszego obwodu                       | 18-20            | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |

| WYSOKOŚĆ     | POMIAR | SHORT       | NORMAL      |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| RAJSTOPY     | A-G    | 62 do 71 cm | 72 do 83 cm |
| POŃCZOCHY    | A-G    | 62 do 71 cm | 72 do 83 cm |
| PODKOLANÓWKI | A-D    | 34 do 38 cm | 39 do 44 cm |

Pomiar długości nogi dla rajstop i pończoch to:

AG 72-83 normal

AG 62-71 short

Pomiar długości nogi dla podkolanówek to:

AD 39-44 normal

AD 34-38 short

**Producent:** Pani Teresa

**Numer katalogowy:** PT 0471

**Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.**

---

**Sklep internetowy Rena** gwarantuje zakup rajstop przeciwżyłakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych rajstop ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiary produktów Pani Teresa** : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

**Kolory produktów Pani Teresa** : Jansy beż - VISIONE , Ciemny beż - GLACE , Grafit - GRAPHITE , Czarny - NERO , Średni beż - BEIGE

**Warianty produktów Pani Teresa**: Czubek zamknięty , Czubek otwarty

**Długość produktów Pani Teresa**: Short , Normal