

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/rajstopy-przeciwyzlakowe-damskie-2-klasa-ucisku-ccl2-pani-teresa-p-258.html>



Rajstopy przeciwżylakowe damskie 2 klasa ucisku CCL2 Pani Teresa

Cena	144,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PT 0401
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Rajstopy na żylaki dla kobiet w 2 klasie ucisku (CCL2) Pani Teresa

Rajstopy przeciwżylakowe damskie w 2 klasie kompresji to wysokiej jakości bielizna lecznicza wyprodukowana z najwyższą starannością o każdy detal. Materiał jest bardzo przyjemny w dotyku i rozciągliwy. **Rajstopy z inii CLASSIC** idealnie sprawdzą się u kobiet, które wykonują prace w pozycji stojącej lub pracują przez cały dzień przy komputerze.

Wysoka jakość wykonania sprawia, że **rajstopy Pani Teresa** świetnie prezentują się na nogach oraz mogą być dopełnieniem niemal, że każdej stylizacji. **Rajstopy na żylaki** dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, dwóch wariantach długości oraz z palcami otwartymi lub zamkniętymi. Należy pamiętać, aby przed zakupem dobór ucisku skonsultować z lekarzem.



Zalety damskich rajstop przeciwżylakowych w 2 stopniu ucisku Pani Teresa

-
- Wysoka jakość wykonania.
 - Zapewniają doskonały stopień ucisku przez cały dzień.
 - Posiadają ucisk o wartości 23-32 mmHg.
 - Likwidują uczucie ciężkich i zmęczonych nóg.
 - Materiał rajstop jest elastyczny i bardzo wytrzymały.



Wskazania do stosowania damskich rajstop na żylaki w 2 klasie ucisku Pani Teresa

- Leczenie żylaków z obrzękami.
- Uczucie ciężkich i zmęczonych nóg po całym dniu.
- Po operacji w przypadku zapalenia żył.
- Po zagojeniu owrzodzeń żylnych.

Kto nie powinien nosić rajstop w 2 stopniu ucisku Pani Teresa (przeciwwskazania)

- Osoby z miażdżycą kończyn dolnych.

-
- Osoby ze stopą cukrzycową.

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW DLA RAJSTOP W 2 KLASIE UCISKU PANI TERESA

AT – rajstopy

AG – pończochy

AD – podkolanówki

K – środkowy punkt krocza

g – obwód mierzony 5 cm poniżej K

f – obwód mierzony w połowie uda

d – obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej

c – obwód mierzony w łydce w największym obwodzie

b – obwód mierzony w kostce w miejscu najmniejszego obwodu

TABELA ROZMIARÓW

PANI TERESA® CLASSIC 2 KLASA KOMPRESJI

23 - 32 mmHg



		2 KLASA KOMPRESJI						
Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
g	Obwód górnej części uda	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
f	Obwód na środku uda	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
d	Obwód pod kolanem	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
c	Obwód łydki w najszerszym miejscu	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
b	Obwód kostki w najwęższym miejscu	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

WYSOKOŚĆ	POMIAR	KRÓTKIE	DŁUGIE
RAJSTOPY	A-G	60 do 70 cm	71 do 83 cm
POŃCZOCHY	A-G	60 do 70 cm	71 do 83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34 do 37 cm	38 do 44 cm

Rajstopy, pończochy i podkolanówki PANI TERESA® są oferowane w dwóch długościach.

Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

Rajstopy, pończochy (pomiar A-G) – krótkie 60-70 cm, długie 71-83 cm.

Podkolanówki (pomiar A-D) – krótkie 34-37 cm, długie 38-44 cm.

Producent: Pani Teresa

Numer katalogowy: PT0401

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup rajstop przeciwżyłakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary produktów Pani Teresa : S , XS , M , L , XL , XXL , XXXL

Kolory produktów Pani Teresa : Czarny , Jasny beż , Ciemny beż , Grafit , Beż

Warianty produktów Pani Teresa: Czubek zamknięty , Czubek otwarty

Długość produktów Pani Teresa: Krótkie , Długie