

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/rajstopy-uciskowe-ciazowe-2-klasa-ucisku-pani-teresa-p-259.html>



Rajstopy uciskowe ciążowe 2 klasa ucisku Pani Teresa

Cena	173,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PT 0402
Producent	Pani Teresa

Opis produktu

Rajstopy medyczne uciskowe ciążowe CCL2 Pani Teresa 23-32 mmHg

Rajstopy przeciwżylakowe dla kobiet w ciąży CCL 2 Pani Teresa to wysokiej jakości produkt medyczny przeznaczony do leczenia takich schorzeń jak zakrzepica, zatorowość, przewlekła niewydolność żylna.

Wysoka jakość wykonania sprawia, że **rajstopy ciążowe Pani Teresa** to skuteczne oraz bezpieczne leczenie żylaków. **Rajstopy ciążowe** dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej, dwóch wariantach długości oraz w wersji z palcami otwartymi lub zamkniętymi.



Zalety rajstop ciężowych w 2 klasie ucisku

- Wysoka jakość wykonania.
- Zapewniają doskonały stopień ucisku o wartości **23-32 mmHg**.
- Bardzo elastyczne.
- Materiał, z którego zostały wykonane rajstopy, świetnie przepuszcza powietrze.
- Poprawiają krążenie krwi.



Wskazania do stosowania rajstop przeciwżylkaowych dla kobiet w ciąży CCL 2 Pani Teresa

-
- Dla kobiet w ciąży.
 - Z problemami krążenia krwi kończyn dolnych.
 - W przypadku pojawienia się obrzęku podczas ciągłej pracy w pozycji stojącej lub siedzącej.
 - Częste uczucie ciężkich i zmęczonych nóg po całym dniu.
 - Gdy pojawią się tzw. pajączaki żyłne.

Kto nie powinien stosować rajstop przeciwżylakowych dla kobiet w ciąży CCL 2 Pani Teresa

- Osoby cierpiące na miażdżycę kończyn dolnych.
- Osoby cierpiące na chorobę stopy cukrzycowej.

Skład rajstop przeciwżylakowych dla kobiet w ciąży Pani Teresa

- Poliamid 79%
- Elastan 21%

OBJAŚNIENIA DO TABELI ROZMIARÓW DLA RAJSTOP CIĄŻOWYCH 2 KLASY UCISKU PANI TERESA

AT – rajstopy

AG – pończochy

AD – podkolanówki

K – środkowy punkt krocza

g – obwód mierzony 5 cm poniżej K

f – obwód mierzony w połowie uda

d – obwód mierzony poniżej guzowatości kości piszczelowej

c – obwód mierzony w łydce w największym obwodzie

b – obwód mierzony w kostce w miejscu najmniejszego obwodu

TABELA ROZMIARÓW

PANI TERESA® CLASSIC 2 KLASA KOMPRESJI

23 - 32 mmHg

PT 0405



PT 0403



PT 0414



PT 0401




PT 0402



PT 0410



				2 KLASA KOMPRESJI							
				Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
	g	Obwód górnej części uda	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78		
	f	Obwód na środku uda	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75		
	d	Obwód pod kolanem	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47		
	c	Obwód łydki w najszerszym miejscu	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49		
	b	Obwód kostki w najwęższym miejscu	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32		

WYSOKOŚĆ	POMIAR	KRÓTKIE	DŁUGIE
RAJSTOPY	A-G	60 do 70 cm	71 do 83 cm
POŃCZOCHY	A-G	60 do 70 cm	71 do 83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34 do 37 cm	38 do 44 cm

Rajstopy, pończochy i podkolanówki PANI TERESA® są oferowane w dwóch długościach.

Aby dobrać prawidłową długość należy zmierzyć wskazany poniżej odcinek nóg:

Rajstopy, pończochy (pomiar A-G) – krótkie 60-70 cm, długie 71-83 cm.

Podkolanówki (pomiar A-D) – krótkie 34-37 cm, długie 38-44 cm.

Producent: Pani Teresa

Numer katalogowy: PT0402

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup rajstop przeciwzylakowych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas [532-462-001](tel:532-462-001) Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Szukasz innych podkolanówek ? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów jak: [Pani Teresa](#), [Sigvaris](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary produktów Pani Teresa : S , XS , M , L , XL , XXL , XXXL

Kolory produktów Pani Teresa : Czarny , Jasny beż , Ciemny beż , Grafit , Beż

Warianty produktów Pani Teresa: Czubek zamknięty , Czubek otwarty

Długość produktów Pani Teresa: Krótkie , Długie