

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/sandaly-ortopedyczne-rena-p-8.html>

Sandaly ortopedyczne RENA



kolor: fuksja

Cena	163,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	932-12
Kod producenta	S/932-12
Producent	Rena

Opis produktu

Sandaly ortopedyczne 932-12 Rena



kolor: fuksja

Sandaly ortopedyczne charakteryzuje się odpowiednią wysokością i szerokością czubka, kątem palucha, kątem piątego palca i szerokością przodostopia oraz pięty. **Buty zdrowotne** dostosowane są do kształtu i wymiarów stóp dziecka. Odpowiednio wysoka, usztywniona część piętowa zapobiegać będzie koślawemu ustawieniu pięty.

Buty ortopedyczne dla dzieci są elastyczne i zgina się w miejscu odpowiadającemu linii stawów śródstopnopaliczkowych, umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie stóp w czasie chodzenia.

Zastosowane podeszwy są sprężyste i odpowiednio grube, będą więc chronić stopy dzieci przed niekorzystnym wpływem twardego podłoża.

Opracowując wzory **obuwia ortopedycznego** uwzględniono anatomie stopy oraz jej wrażliwe miejsca.

Sandały zapinane na rzepy zostały tak opracowane, że istnieje możliwość stosowania w nim wkładek lub elementów korygujących np.: na stopy płaskie i płasko-koślawe. Bogate wzornictwo sprawia, że **buty Reny** są atrakcyjne dla tej grupy wiekowej naszych pociech.

Sandały ortopedyczne Rena Przeznaczenie:

Sandały ortopedyczne powstały z myślą o dzieciach, które borykają się z takimi problemami, jak: stopy płaskie, płasko-koślawe, wady postawy. **Obcas Thomasa** zastosowany w tym modelu wspomaga proces leczenia a jego głównym zadaniem jest korygowanie koślawości stóp i kolan.

Budowa sandałów ortopedycznych

- **Materiał** – skóra naturalna
- **Podszewka** - naturalna
- **Wyściółka** – naturalna
- **Pięta** – usztywniony
- **Spód** – styrogumowy z podstawowym obcasem Thomasa

Rozmiar – 24-31

Dodatkowe informacje:

Nasze obuwie posiada znak zdrowiej stopy.



Jak prawidłowo dobrać rozmiar obuwia?

- odrysuj stopę dziecka na kartce papieru należy pamiętać aby w momencie odrysowywania stopa na całej długości przylegała do podłoża
- następnie mierzymy długość odrysowanej stopy od końca dużego palca do środka pięty
- długość wkładki powinna być większa od długości stopy o 0,5cm do 1 cm
- na końcu wybieramy odpowiedni rozmiar z tabeli poniżej

Tabela rozmiarów:

Rozmiar obuwia wg numeracji	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

