

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/wozek-elektryczny-z-napedem-na-tylne-kola-navix-rwd-vermeiren-p-807.html>



Wózek elektryczny z napędem na tylne koła NAVIX RWD Vermeiren

Cena	11 372,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NAVIX RWD
Producent	Vermeiren

Opis produktu

NAVIX RWD Wózek inwalidzki elektryczny pokojowo-terenowy z napędem na tylne koła Vermeiren

Inwalidzki wózek elektryczny firmy Vermeiren to wysokiej jakości sprzęt pomocniczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sprzęt został wyposażony w **nowoczesną jednostkę sterującą Linx**, dzięki temu świetnie prowadzi się po każdej nawierzchni.

Dodatkowo system poprawia parametry jezdne oraz zapewnia **większą mobilność wózka**. Jego prosta budowa sprawia, że jest łatwy w obsłudze oraz serwisowaniu. Gniazdo ładowania zostało umieszczone obok dżojstika więc mamy do niego łatwy dostęp. **Wózek** posiada składaną konstrukcję, bez problemu włożymy go do samochodu i przetransportujemy w dowolne miejsce.



Cechy charakterystyczne elektrycznego wózka inwalidzkiego NAVIX RWD

- Wysoka jakość wykonania.
- Nowoczesna konstrukcja.
- Nowoczesny napęd elektryczny: 220 W
- Sterowanie za pomocą dżojstika.
- Możliwość regulacji głębokości i wysokości siedziska.
- Napęd na tylne koła.
- Regulowane podłokietniki.
- Łatwy w montażu oraz demontażu.
- Produkt medyczny, atestowany.
- Nowy objęty gwarancją producenta.

Zastosowanie wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym NAVIX RWD

Wózek NAVIX RWD przeznaczony jest dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową lub jej brakiem i chcą spędzać czas aktywnie na świeżym powietrzu. Sprzęt został wyposażony w **napęd na tylne koła**, dzięki temu bez trudu poradzi sobie z małymi pagórkami. Jeśli podstawowa wersja nie spełnia oczekiwań. Produkt możemy wyposażyć w wiele opcji dodatkowych i dostosować według preferencji klienta.



Opcje dodatkowe za dopłatą

- B66S - Podparcie stabilizujące łokieć, dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi. Wykonane w technologii próżniowej daje możliwość dowolnego kształtowania. Paski stabilizacyjne w zestawie.
- B66 - Podparcie stabilizujące łokieć, dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi.
- B06 - Standardowe podnóżki.
- BK6 - Podnóżek z jedną płytą.
- BZ7 - Podnóżki z regulowanym kątem do poziomu z podparciem pod łydkę – typ ORTHO. Odchylane podparcia pod łydkę i regulowane (głębokość i wysokość) – standard.
- BZ7E - Automatycznie regulowany kąt podnóżek.
- BZ9 - Podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydkę.
- BZ10 - Podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydkę, z bocznymi zabezpieczeniami.
- BK7 - Podpórka pod kikut – lewa.
- BL7 - Podpórka pod kikut – prawa.
- B19 - Podnóżki z paskami trzymającymi stopy.
- U77Neo - Pas neoprenowy trzymający nogę w kostce.
- B15 - Stolik terapeutyczny plastikowy.
- B58 - Pas brzuszny z klamerką szybkozłączną — standard.
- U76Neo - Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy , wykonany z perforowanego neoprenu.
- U75Neo - Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy , wykonany z neoprenu perforowanego.
- U01Neo - Pas odwodzący, wykonany z neoprenu perforowanego.
- B22 - Klin.
- U73Neo - Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem, wykonana z perforowanego neoprenu.
- U74Neo - Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka, wykonana z perforowanego neoprenu.
- U79Neo - Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów, wykonane z perforowanego neoprenu.
- U78Neo - Pasy stabilizujące tułów, wykonane z perforowanego neoprenu.

- U78Neo - Pasy stabilizujące tułów zamocowane na krzyż, wykonane z perforowanego neoprenu.
- U80Neo - Szeroki pas stabilizujący tułów, wykonany z perforowanego neoprenu.
- L58 - Zagłówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach.
- L55 - Zagłówek ortopedyczny regulowany w dwóch płaszczyznach.
- L04 - Pelota tułowa do stabilizacji. Uwaga! Możliwa tylko do zamontowania w komplecie z oparciem L34 lub L14.
- L44 - Oparcie z pasami Velcro do regulacji napięcia - standard.
- L14 - Oparcie anatomiczne może być wykonane ze skaju lub DARTEX-u.
- L34 - Oparcie ortopedyczne typu Contur. Doskonale stabilizuje tułów i wymusza prawidłowe siedzenie.
- Wyprofilowana poduszka oparcia i siedziska.
- L07 - Oparcie typu Contur wydłużone: 65, 70, 75cm.
- TARTA® - Orteza tułowa. To modułowy system zaprojektowany w celu dostosowania do indywidualnych wymagań oraz wsparcia i poprawy postawy każdego użytkownika wózka inwalidzkiego. Budowa TART-y przypomina budowę szkieletu ludzkiego w odcinku piersiowym. Ma więc tutaj poszczególne kręgi złączone rdzeniem oraz żebra obejmujące tułów.
- B24 - Poduszka z pianki 4 cm - standard.
- LIBERTY PT — poduszka przeciwoślizgowa pneumatyczna w pokrowcu Air Flow.
- VICAIR® Vector o2 - poduszka przeciwoślizgowa pneumatyczna dla osób z dużym ryzykiem. Może być wysoka na 6 cm i 10 cm.
- Poduszka przeciwoślizgowa pneumatyczna PNEUMAT
- L15 - Siedzisko anatomiczne na podstawie drewnianej. Może być wykonane ze skaju lub DARTEX-u.
- L35 - Siedzisko ortopedyczne typu Contur. Doskonale stabilizuje miednicę i wymusza prawidłowe siedzenie - standard.
- SE19 - Oświetlenie diodowe tylne i przednie.
- SE52 - Odchylane manualnie oparcie - standard.
- SE41 - Automatycznie regulowany kąt oparcia.
- SE40 - Automatycznie regulowany kąt siedziska.
- SE42 - Automatycznie podnoszenie siedziska, w standardzie z automatycznie regulowanym kątem.
- Sterownik LE LINX - Nowej generacji kontroler (tylko jazda) - standard.
- Sterownik SHARK - jazda + oświetlenie.
- Sterownik SHARK 2 - jazda + oświetlenie + obsługa dwóch dodatkowych siłowników
- Sterownik DX Basic - jazda + oświetlenie + obsługa czterech dodatkowych siłowników + rozbudowa systemu o inne spersonalizowane systemy sterujące.
- Sterownik DX2LCD - jazda + oświetlenie + obsługa czterech dodatkowych siłowników + umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe moduły i bardziej spersonalizowane sterowania.
- SE08 - Główny sterownik zamontowany na uchwycie do pchania dla osoby towarzyszącej.
- SE09 - Dodatkowy sterownik dla osoby towarzyszącej.
- SE04 - Sterowanie brodą.
- SE84 - Sterowanie za pomocą specjalnej platformy z dużymi przyciskami z oznaczonymi kierunkami. Wymaga zastosowanie dodatkowej opcji B15 - stolik.
- SE79 - Sterowanie za pomocą specjalnego krążka sterowniczego, który można trzymać w dłoni z przyciskami.
- SE82 - Sterowanie za pomocą przycisków rozlokowanych w różnych miejscach na wózku.
- SE55 - Wzmocniony dżojstik dla osób z dużą spastyką.
- SE83 - Mini dżojstik dla osób, które nie mają siły aby odchylić standardowy dżojstik.

Parametry techniczne wózka NAVIX RWD

Maksymalna waga użytkownika: **130 kg**

Długość całkowita: **101 cm**

Szerokość siedziska: **40 / 45 / 50 cm**

Szerokość całkowita: **58 / 63 cm**

Wysokość oparcia: **58 cm**

Napęd na tylne koła

Maksymalna szybkość: **6 km / h**

Zasięg przy jeździe bez zatrzymań: **20 / 32 km**

Akumulator: **38 / 50 Ah**

58	400	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	101	380-500	580	130
58	450	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	101	380-500	580	130
63	500	5°/7,5°/10°	10°/20°/30°/40°	260-350	400/450/500	995	101	380-500	580	130

Dopuszczalne odchylenia rozmiarów (±15 mm, 1,5 kg, 1,5).

79	2x12V 38Ah	2 x 220 W	6 km/h	20 km	9°	9°	50	1250	przód: pompo- wane 317,5x57,15 tył: Krypton 200x50

Kolor tapicerki:



Kolor ramy:



Producent: **Vermeiren**

Czas realizacji: W celu ustalenia konkretnego terminu dostawy prosimy o kontakt telefoniczny.

Jak skorzystać z dofinansowania NFZ na wózek inwalidzki w dwóch prostych krokach:

- Musimy udać się wizytę lekarską do lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wypisania zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku lekarz specjalista wypisujący zlecenie na wózek inwalidzki potwierdza tym samym prawo do świadczenia. Nie musimy już iść do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
- Odwiedź wybrany przez siebie sklep medyczny, wybierz dla siebie odpowiedni sprzęt.

Prawo do starania się o dofinansowanie ze środków NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i odprowadza składki zdrowotne.

Warto pamiętać, że można starać się o dofinansowanie na różnego typu **wózki inwalidzkie**. W sklepie Rena znajdą Państwo następujące typy wózków:

- [Wózki inwalidzkie ręczne](#)
- [Wózki inwalidzkie specjalne](#)

-
- [Wózki inwalidzkie dziecięce](#)
 - [Wózki inwalidzkie toaletowe](#)
 - [Wózki inwalidzkie elektryczne](#)

Lista kodów refundacyjnych do poszczególnych typów wózków:

- **Kod P.127** – wózek inwalidzki ręczny dla osoby dorosłej.
- **Kod P.128** – wózek inwalidzki ręczny dla dzieci.
- **Kod P.129** – wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół.
- **Kod P.130** – wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.
- **Kod P.131** – wózek inwalidzki specjalny dziecięcy, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup wózków inwalidzkich w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas **532-462-001** Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Potrzebujesz innego wózka inwalidzkiego? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy wózki inwalidzkie takich producentów jak: [Antar](#), [Aston](#), [Mobilex](#), [Timago](#), [Reha-Fund](#), [Vermeiren](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska wózka : 45 cm , 50 cm , 40 cm

Kolor tapicerki wózka: C 30 , C 68 , C 71 , C 72 , C 73