

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/wozek-inwalidzki-aluminiowy-z-odchylanym-oparciem-eclips30-vermeiren-p-757.html>



Wózek inwalidzki aluminiowy z odchylanym oparciem Eclips+30° Vermeiren

Cena	2 673,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	eclips+30°
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Wózek inwalidzki aluminiowy z odchylanym oparciem Eclips+30° Vermeiren

Nowoczesny i komfortowy **aluminiowy wózek inwalidzki**, doskonale **stabilizuje głowę** oraz ma możliwość **odchylenia oparcia** pod kątem **30 stopni**. **Specjalny wózek ręczny** idealnie sprawdzi się u osób, które mają problem z utrzymaniem pozycji siedzącej. Możliwość rozbudowy o opcje dodatkowe pozwala na skonfigurowanie wózka pod preferencje pacjenta. **Eclips** w standardzie posiada **krótkie odchylane podłokietniki** oraz wygodną w dotyku nylonową tapicerkę.

Zalety wózka inwalidzkiego Eclips + 30

- Nowoczesna konstrukcja,
- wysoka jakość wykonania,
- możliwość szybkiego demontażu kół przy pomocy szybkozłączek,
- świetnie stabilizuje głowę,
- możliwość rozbudowy o opcje dodatkowe,
- produkt medyczny, atestowany,
- nowy, objęty gwarancją producenta.

Zastosowanie inwalidzkiego wózka Eclips + 30

Ten **specjalny wózek inwalidzki** dedykowany jest dla **osób po udarze** lub po **porażeniu kończyn** i mają problemy z samodzielnym poruszaniem się. Idealnie sprawdzi się jednakowo wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.

Opcje dodatkowe za dopłatą:

- B05 podłokietnik regulowany góra-dół;
- B66 podparcie stabilizujące łokieć, dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi;
- B66S podparcie stabilizujące łokieć, dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi. Wykonane w technologii próżniowej daje możliwość dowolnego kształtowania. Paski stabilizacyjne w zestawie;
- B112 – Tapicerowane szerokie podparcie pod łokieć;
- B06 standardowe podnóżki;
- BA6 podnózek skrócony;

-
- BK6 podnóżek z jedną płytą;
 - BZ7 Podnóżki z regulowanym kątem – standard
 - BZ9 podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki;
 - BZ10 podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki, z bocznymi zabezpieczeniami;
 - BK7 Podpórka pod kikut – lewa, BL7 Podpórka pod kikut - prawa;
 - B19 Podnóżki z paskami trzymającymi stopy;
 - U77 Neo Pas neoprenowy trzymający nogę w kostce;
 - B12 Stolik terapeutyczny drewniany;
 - B15 Stolik terapeutyczny plastikowy;
 - B20 Pas brzuszny;
 - U76 Neo Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy, wykonany z perforowanego neoprenu;
 - U75 Neo Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy, wykonany z neoprenu perforowanego;
 - U01 Neo Pas odwodzący, wykonany z neoprenu perforowanego;
 - B22 Klin;
 - U73 Neo Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem, wykonana z perforowanego neoprenu;
 - U74 Neo Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka, wykonana z perforowanego neoprenu;
 - U79 Neo Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów, wykonane z perforowanego neoprenu;
 - U78 Neo Pasy stabilizujące tułów zamocowane na krzyż, wykonane z perforowanego neoprenu;
 - U80 Neo Szeroki pas stabilizujący tułów, wykonany z perforowanego neoprenu;
 - B14 – Przedłużenie oparcia , demontowalne – standard;
 - B14C Przedłużenie oparcia z zagłówkiem trzymającym głowę;
 - L58 – Zagłówek ortopedyczny regulowany we wszystkich płaszczyznach;
 - L55 – Zagłówek ortopedyczny regulowany w dwóch płaszczyznach;
 - L04 Pelota tułowa do stabilizacji. Uwaga! Możliwa tylko do zamontowania w komplecie z oparciem L34 lub L14;
 - L14 Oparcie anatomiczne może być wykonane ze skaju lub DARTEX-u;
 - L34 Oparcie ortopedyczne typu Contur. Doskonale stabilizuje tułów i wymusza prawidłowe siedzenie;
 - L07 Oparcie typu Contur wydłużone: 65, 70, 75cm;
 - TARTA® Orteza tułowa. To modułowy system zaprojektowany w celu dostosowania do indywidualnych wymagań oraz wsparcia i poprawy postawy każdego użytkownika wózka inwalidzkiego. Budowa TART-y przypomina budowę szkieletu ludzkiego w odcinku piersiowym. Mamy więc tutaj poszczególne kręgi połączone rdzeniem oraz żebra obejmujące tułów;
 - B24D – poduszka 6 cm dwuczęściowa – składa się razem z wózkiem;
 - LIBERTY PT poduszka przeciwoślizgowa pneumatyczna w pokrowcu Air Flow;
 - VICAIR® Vector o2 poduszka przeciwoślizgowa pneumatyczna dla osób z dużym ryzykiem. Może być wysoka na 6 cm i 10 cm;
 - L16 Podstawa siedziska z możliwością regulacji wysokości siedziska i kąta pod różnego rodzaju poduszki
 - L15 Siedzisko anatomiczne na podstawie drewnianej. Może być wykonane ze skaju lub DARTEX-u;
 - L35 Siedzisko ortopedyczne typu Contur. Doskonale stabilizuje miednicę i wymusza prawidłowe siedzenie;
 - B42 Siatka na zakupy;
 - B78 Kółka przeciw-wywartne;
 - B74 Hamulce bębnowe. Szczególnie przydatne w terenie o dużym stopniu nachylenia (tereny pagórkowate). Podczas prowadzenia wózka z pacjentem po terenie o dużym nachyleniu może wystąpić problem z utrzymaniem wózka, który można wypuścić z rąk. Często bywa tak, że trzeba utrzymywać nawet 100kg i więcej
 - B33 Silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tetraplegików;
 - B30 Obręcz napędowa dla tetraplegików;
 - B52 Uchwyt na kropłówkę;
 - B83 Uchwyt na butlę z tlenem;
 - B31 Uchwyt na kule;
 - U70 Półka pod respirator. Uwaga! Przy zamawianiu półki należy podać wymiary respiratora: waga, szerokość, długość, wysokość;
 - B85 Bezbarwna osłona na szprychy;
 - T30 Koła tylne 12' tzw. transportowe;
 - Koła tylne 24 x 1 3/8 – standard;
 - Koła tylne 22 x 1 3/8 . Obniżają siedzisko o 4 cm. Należy równocześnie zamówić koła przednie 6';
 - Hem2 Napęd na jedną rękę dla osób z niedowładem połowicznym;
 - Koło przednie o rozmiarze 200x50 , może być pompowane lub pełne. - standard;
 - Koła przednie wąskie 200x35. Mogą być pompowane lub bezdętkowe KRYPTON;
 - Koła przednie o rozmiarze 6' (160x30);

Parametry techniczne:

- Maksymalna waga użytkownika 130 kg
- Szerokość użytkownika siedziska 390 mm 420 mm 440 mm 460 mm 480 mm 500 mm 550 mm
- Szerokość całkowita (zależy od szerokości siedziska) 610 mm 630 mm 660 mm 680 mm 700 mm 720 mm 770 mm
- Opis Minimalne wymiary Maksymalne wymiary
- Długość całkowita z podnóżkiem 1190 mm 1230 mm
- Długość po złożeniu 1190 mm 1230 mm
- Szerokość po złożeniu 300 mm
- Wysokość po złożeniu 910 mm 1015 mm
- Waga całkowita $\pm$ 25,0 kg
- Waga najcięższej części 17,55 kg
- Stabilność statyczna z góry 7,5° (w konfiguracji standardowej)
- Stabilność statyczna pod górę Blokowanie osi w tył: 4°
- Blokowanie osi w przód: Zabezpieczenie przed przewróceniem musi być dostępne standardowo
- Stabilność statyczna w poprzek >16° (w konfiguracji standardowej)
- Zdolność do wspierania na przeszkodach 60 mm
- Kąt nachylenia siedziska 0° 13°
- Głębokość użytkowa siedziska 420 mm 460 mm
- Wysokość przedniej krawędzi siedziska 470 mm 530 mm
- Kąt nachylenia oparcia 0° 43°
- Wysokość oparcia 450 mm
- Odległość siedziska od podnóżka 390 mm 460 mm
- Kąt pomiędzy siedziskiem a podnóżkiem -3° 10°
- Odległość siedziska od podłokietnika 220 mm
- Przednia pozycja podłokietnika 380 mm
- Średnica obręczy 535 mm
- Pozycja osi w poziomie (odchyl) -47 mm 19 mm
- Minimalny promień skrętu 1530 mm
- Średnica kół tylnych Krypton PU 24"
- Ciśnienie w oponach, koła tylne (napdowe) Max. 3.5 bar
- Średnica kół skrtnych Krypton PU 200 mm
- Ciśnienie w oponach, koła skrtne Max. 2.5 bar
- Sprężyna gazowa 2 x 275N

Kolor tapicerki:



Kolor ramy:



Numer katalogowy: **eclips+30°**

Czas realizacji wynosi od 5 do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W celu ustalenia konkretnego czasu dostawy.

Producent: **Vermeiren**

Jak skorzystać z dofinansowania NFZ na wózek inwalidzki w dwóch prostych krokach:

- Musimy udać się wizytę lekarską do lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wypisania zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku lekarz specjalista wypisujący zlecenie na wózek inwalidzki potwierdza tym samym prawo do świadczenia. Nie musimy już iść do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
- Odwiedź wybrany przez siebie sklep medyczny, wybierz dla siebie odpowiedni sprzęt.

Prawo do starania się o dofinansowanie ze środków NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i odprowadza składki zdrowotne.

Warto pamiętać, że można starać się o dofinansowanie na różnego typu **wózki inwalidzkie**. W sklepie Rena znajdują Państwo następujące typy wózków:

- [Wózki inwalidzkie ręczne](#)
- [Wózki inwalidzkie specjalne](#)
- [Wózki inwalidzkie dziecięce](#)
- [Wózki inwalidzkie toaletowe](#)
- [Wózki inwalidzkie elektryczne](#)

Lista kodów refundacyjnych do poszczególnych typów wózków:

- **Kod P.127** – wózek inwalidzki ręczny dla osoby dorosłej.
- **Kod P.128** – wózek inwalidzki ręczny dla dzieci.
- **Kod P.129** – wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół.
- **Kod P.130** – wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.
- **Kod P.131** – wózek inwalidzki specjalny dziecięcy, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup wózków inwalidzkich w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas **532-462-001**. Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Potrzebujesz innego wózka inwalidzkiego? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy wózki inwalidzkie takich producentów jak: [Antar](#), [Aston](#), [Mobilex](#), [Tomago](#), [Reha-Fund](#), [Vermeiren](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska wózka : 39 cm , 42 cm , 46 cm , 50 cm , 44 cm , 48 cm

Kolor tapicerki wózka: Czarny

Kolor ramy: C 29 , C20