

Link do produktu: <https://sklep.rena.rzeszow.pl/wozek-inwalidzki-reczny-jazz-s50-vermeiren-p-614.html>



Wózek inwalidzki ręczny JAZZ S50 Vermeiren

Cena	801,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	JAZZ S50
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Wózek inwalidzki ręczny JAZZ S50 Vermeiren

Model **Jazz S50** jest lekkim wózkiem inwalidzkim dedykowany osobom, które cierpią na dysfunkcje z narządem ruchu. Oferowany **wózek inwalidzki** jest naprawdę bardzo funkcjonalny, może być używany zarówno w warunkach domowych, jak i na zewnątrz np. spacerze lub na niewielkich odległościach. Rama została wykonana z wysokiej jakości stali, co zapewnia świetną stabilizację pacjenta podczas jazdy.



Zalety wózka inwalidzkiego Jazz S50

- Łatwy do transportu:** Wózek inwalidzki Jazz S50 ma możliwość złożenia na krzyżak, wszystko odbywa się za jednym ruchem. Wystarczy złapać za siedzenie od spodu i podciągnąć do góry. Tylne koła na szybką złączkach pozwalają na błyskawiczny demontaż.
- Możliwość regulacji:** Podnóżki wózka można swobodnie regulować i ustawić sobie odpowiednią wysokość oraz odchyłać. Dodatkowym atutem są posiadające funkcje odchylenia oraz demontażu podłokietniki.

Daje poczucie bezpieczeństwa: Stalowa rama wózka inwalidzkiego jest bardzo wytrzymała i zapewnia stabilną i bezpieczną jazdę. Tapicerka wózka wykonana została z nylonu i cechuje się dużą wytrzymałością i bardzo łatwa w czyszczeniu.

Świetne wykonanie: Konstrukcja wózka jest naprawdę solidna a przy tym lekka. Dzięki stalowej ramie wózek jest w stanie wytrzymać obciążenie do 130 kg.



Pozostałe zalety wózka Jazz S50

- GWARANCJA, jaką dajemy na konstrukcję metalową, 5 lat mówi sama za siebie.
- WAGA wózka to tylko 16,1 kg. To najlżejszy **wózek stalowy** na rynku.
- MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE to 130 kg. Jak na wózek standardowy to imponujący wynik.

Zastosowanie inwalidzkiego wózka Jazz S50 Vermeiren

Wózek inwalidzki Jazz S50 może być używany jednakowo przez osoby starsze oraz młodsze. Ten typ wózka inwalidzkiego szczególnie dedykowany jest osobom, które cierpią na urazy rdzenia kręgowego.



W zestawie znajdziemy:

- standardowy wózek Jazz S50

Opcje dodatkowe za dopłatą:

- B05 - podłokietnik regulowany góra-dół
- B66 - podparcie stabilizujące łokieć, dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi
- B66S - podparcie stabilizujące łokieć, dla osób ze sparaliżowanymi kończynami górnymi, wykonane w technologii próżniowej daje możliwość dowolnego kształtowania. Paski stabilizacyjne w zestawie.
- B112 - tapicerowane szerokie podparcie pod łokieć
- B06 - standardowe podnóżki
- BA6 - podnóżek skrócony.
- BK6 - podnóżek z jedną płytą
- BZ7 - podnóżki z regulowanym kątem do poziomu z podparciem pod łydkę - typ ORTHO. Odchylane podparcia pod łydkę i regulowane (głębokość i wysokość).
- BZ9 - podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki
- BZ10 - podnóżek z regulowanym kątem do poziomu, z jednoczęściowym podparciem pod łydki, z bocznymi zabezpieczeniami
- BK7 - podpórka pod kikut - lewa
- BL7 - podpórka pod kikut - prawa
- B19 - podnóżki z paskami trzymającymi stopy
- U77Neo - pas neoprenowy trzymający nogę w kostce
- B21 - szeroki pas pod łydki
- B12 - stół terapeutyczny drewniany
- B15 - stół terapeutyczny plastikowy
- B20 - pas brzuszny
- U76Neo - pas stabilizujący miednicę dwupunktowy, wykonany z perforowanego neoprenu
- U75Neo - pas stabilizujący miednicę czteropunktowy, wykonany z neoprenu perforowanego
- U01Neo - pas odwodzący, wykonany z neoprenu perforowanego
- B22 - klin
- B14 - przedłużenie oparcia, demontowalne
- L55 - zagłówek ortopedyczny, regulowany w dwóch płaszczyznach
- L58 - zagłówek ortopedyczny, regulowany we wszystkich płaszczyznach.
- L04 - pelota tułowia do stabilizacji. Uwaga! Możliwa tylko do zamontowania w komplecie z oparciem L34 lub L14.
- U73Neo - kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem, wykonana z perforowanego neoprenu
- U74Neo - kamizelka stabilizująca tułów bez zamka, wykonana z perforowanego neoprenu
- U79Neo - pasy czteropunktowe stabilizujące tułów, wykonane z perforowanego neoprenu
- U78Neo - pasy stabilizujące tułów, wykonane z perforowanego neoprenu
- U78Neo - pasy stabilizujące tułów zamocowane na krzyż, wykonane z perforowanego neoprenu
- U80Neo - szeroki pas stabilizujący tułów, wykonany z perforowanego neoprenu
- L44 - oparcie z pasami Velcro do regulacji napięcia
- Oparcie typu „AngelBack” - bardzo dobra stabilizacja i komfort
- L14 - oparcie anatomiczne może być wykonane ze skaju lub DARTEX-u.
- L34 - oparcie ortopedyczne typu Contur, doskonale stabilizuje tułów i wymusza prawidłowe siedzenie

TARTA® - orteza tułowia. To modułowy system zaprojektowany w celu dostosowania do indywidualnych wymagań oraz wsparcia i poprawy postawy każdego użytkownika wózka inwalidzkiego. Budowa TART-y przypomina budowę szkieletu ludzkiego w odcinku piersiowym. Mamy więc tutaj poszczególne kręgi złączone rdzeniem oraz żebra obejmujące tułów.

B24D - poduszka 6 cm dwuczęściowa – składa się razem z wózkiem

LIBERTY PT — poduszka przeciwdleżynowa pneumatyczna w pokrowcu Air Flow

VICAIR® Vector o2 - poduszka przeciwdleżynowa pneumatyczna dla osób z dużym ryzykiem. Może być wysoka na 6 cm i 10 cm.

L16 - podstawa siedziska z możliwością regulacji wysokości siedziska i kąta pod różnego rodzaju poduszki

L15 - siedzisko anatomiczne na podstawie drewnianej, może być wykonane ze skaju lub DARTEX-u

L35 - siedzisko ortopedyczne typu Contur, doskonale stabilizuje miednicę i wymusza prawidłowe siedzenie

B42 - siatka na zakupy

B78 - kółka przeciwwyrotne

B74 - hamulce bębnowe. Szczególnie przydatne w terenie o dużym stopniu nachylenia (tereny pagórkowate). Podczas prowadzenia wózka z pacjentem po terenie o dużym nachyleniu może wystąpić problem z utrzymaniem wózka, który można wypuścić z rąk. Często bywa tak, że trzeba utrzymywać nawet 100kg i więcej.

B33 - silikonowa nakładka na obręcz napędową dla tertraplegików

B30 - obręcz napędowa dla tetraplegików

B91 - blokada przed składaniem wózka

B52 - uchwyt na kropłówkę

B90 - barierka łącząca rączki do pchania

B83 - uchwyt na butlę z tlenem

B31 - uchwyt na kule

U70 - półka pod respirator. Uwaga! Przy zamawianiu półki należy podać wymiary respiratora: waga, szerokość, długość, wysokość.

B85 - bezbarwna osłona na szprychy

B85 - osłona na szprychy z nadrukiem EXTREME

B85 - osłona na szprychy z nadrukiem PIRAT lub KWIATY 1

B85 - osłona na szprychy z nadrukiem KWIATY 2

T30 - koła tylne 12' tzw. transportowe

koła tylne 24 x 1 3/8' – standard

koła tylne 22 x 1 3/8' - obniżają siedzisko o 4 cm. Należy równocześnie zamówić koła przednie 6'.

AMP — adapter koła tylnego zmieniający środek ciężkości, wymagany dla osób po amputacji kończyn dolnych.

Hem2 - napęd na jedną rękę dla osób z niedowładem połowicznym

koło przednie o rozmiarze 200x50 może być pompowane lub pełne — standard

koła przednie wąskie 200x35, mogą być pompowane lub bezdętkowe KRYPTON

koła przednie o rozmiarze 6' (160x30)

Parametry techniczne:

										
565		390								
595		420								
615	290	440	220	500	420	935	450	1120	16,6	130
635		460								
655		480								
675		500								

Kolor tapicerki:



Kolor ramy:



Produkt z wydłużonym terminem realizacji. W celu ustalenia konkretnego terminu dostawy prosimy o kontakt podczas składania zamówienia.

Producent: **Vermeiren**

Jak skorzystać z dofinansowania NFZ na wózek inwalidzki w dwóch prostych krokach:

- Musimy udać się wizytę lekarską do lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wypisania zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku lekarz specjalista wypisujący zlecenie na wózek inwalidzki potwierdza tym samym prawo do świadczenia. Nie musimy już iść do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
- Odwiedź wybrany przez siebie sklep medyczny, wybierz dla siebie odpowiedni sprzęt.

Prawo do starania się o dofinansowanie ze środków NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i odprowadza składki zdrowotne.

Warto pamiętać, że można starać się o dofinansowanie na różnego typu **wózki inwalidzkie**. W sklepie Rena znajdują Państwo następujące typy wózków:

- [Wózki inwalidzkie ręczne](#)
- [Wózki inwalidzkie specjalne](#)
- [Wózki inwalidzkie dziecięce](#)
- [Wózki inwalidzkie toaletowe](#)
- [Wózki inwalidzkie elektryczne](#)

Lista kodów refundacyjnych do poszczególnych typów wózków:

- **Kod P.127** – wózek inwalidzki ręczny dla osoby dorosłej.
- **Kod P.128** – wózek inwalidzki ręczny dla dzieci.
- **Kod P.129** – wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół.
- **Kod P.130** – wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.
- **Kod P.131** – wózek inwalidzki specjalny dziecięcy, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji.

Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup wózków inwalidzkich w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas **532-462-001** Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Potrzebujesz innego wózka inwalidzkiego? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy wózki inwalidzkie takich producentów jak: [Antar](#), [Aston](#), [Mobilex](#), [Tomago](#), [Reha-Fund](#), [Vermeiren](#).

Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.

Na życzenie klienta wystawiamy **paragon** lub fakturę **Vat**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska wózka : 39 cm , 42 cm , 46 cm , 50 cm , 44 cm , 48 cm